

**ГОСТ 29112—91**

**М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т**

---

**СРЕДЫ ПИТАТЕЛЬНЫЕ ПЛОТНЫЕ  
(ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЦЕЛЕЙ)**

**ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

**Издание официальное**

**Б3 12—2003**

**ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
Москва**

## М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

СРЕДЫ ПИТАТЕЛЬНЫЕ ПЛОТНЫЕ  
(ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЦЕЛЕЙ)

## Общие технические условия

ГОСТ  
29112—91Solid culture media (for veterinary aims).  
SpecificationsМКС 11.220  
ОКП 93 8880

Дата введения 01.10.92

Настоящий стандарт распространяется на плотные питательные среды: агар мясопептонный (МПА), агар Хоттингера, агар печеночный, агар Сабуро, сусло-агар, предназначенные для выращивания микроорганизмов.

Требования и нормы, установленные в стандарте, являются обязательными.

## 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

## 1.1. Характеристики

1.1.1. Плотные питательные среды должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по ГОСТ 10444.1 или технологическим инструкциям (регламентам), утвержденным в установленном порядке.

1.1.2. Плотные питательные среды по физико-химическим, биохимическим и биологическим показателям должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в табл. 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Характеристика и норма				
	МПА	Агар Хоттингера	Агар печеночный	Агар Сабуро	Сусло-агар
Внешний вид	При 20 °С — гель без посторонних включений				
Цвет, %, не менее	60	40	10	40	40
Прозрачность, %, не менее	50	50	40	50	40
Прочность геля, г, не менее	200	200	110	110	200
Массовая доля аминного азота, %, не менее	0,06	0,12	0,06	—	—
Массовая доля полипептидов, %, не менее	1,4	1,2	1,2	1,0	—
Массовая доля углеводов, %, не менее	—	—	—	—	6,0
Концентрация водородных ионов (рН)	7,2—7,6	7,2—7,6	7,2—7,4	6,4—7,0	6,4—7,0

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Редактор *М.Н. Максимова*  
Технический редактор *В.Н. Прусакова*  
Корректор *В.Е. Нестерова*  
Компьютерная верстка *И.А. Нагейкиной*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 30.06.2004. Подписано в печать 05.08.2004. Усл. печл. 1,40. Уч.-изд.л. 1,00.  
Тираж 83 экз. С 3078. Зак. 684.

---

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.  
<http://www.standards.ru> e-mail: [info@standards.ru](mailto:info@standards.ru)  
Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Отпечатано в филиале ИПК Издательство стандартов — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.  
Плр № 080302

Наименование показателя	Характеристика и норма				
	МПА	Агар Хоттингера	Агар печеночный	Агар Сабуро	Сусло-агар
Массовая доля хлоридов в пересчете на хлор-ион, %		0,8 ± 0,1	—	—	—
pNa		0,82—0,98	—	—	—
Стерильность		Должны быть стерильными			
Способность обеспечивать рост тест-штаммов микроорганизмов (оптическая плотность), не менее:					
Staphylococcus aureus «Лоссманов»	0,5	0,8	0,3	—	—
Escherichia coli 675	0,4	0,6	0,5	—	—
Corynebacterium diphtheroides, 1911	0,4	0,7	0,3	—	—
Shigella flexneri, 1a 8516	0,2	0,4	0,2	—	—

При мечаниe. При проверке содержания хлорида натрия в плотных питательных средах определяют только один показатель: массовую долю хлоридов или pNa.

### 1.2. Упаковка

1.2.1. Плотные питательные среды стерильно расфасовывают в стеклянные бутыли по ГОСТ 10782 вместимостью 2,5 дм<sup>3</sup>, флаконы по ТУ 10—09—202 вместимостью 100, 200, 500 см<sup>3</sup> или матовые колбы из расчета  $\frac{2}{3}$  объема колбы.

1.2.2. Бутыли закрывают стерильными резиновыми пробками, сверху завязывают пергаментной бумагой по ГОСТ 1341. Флаконы закрывают резиновыми пробками по ТУ 38—106—293 и закрывают алюминиевыми колпачками по ОСТ 64—009.

1.2.3. Стеклянные бутыли со средой упаковывают в ящики из пенополистирола по ТУ 10—09—30, флаконы оберывают ализином по ГОСТ 12923, в холодное время года ватой или другими теплоизоляционными материалами и упаковывают в дощатые ящики по ГОСТ 10131, обеспечивающие неподвижность и целостность флаконов, массой брутто не более 20 кг.

1.2.4. Внутрь каждого ящика вкладывают этикетку с указанием наименования предприятия-изготовителя, наименования препарата, его количества в ящике, номера серии, номера контроля, даты упаковки, срока годности, номера или фамилии упаковщика.

### 1.3. Маркировка

1.3.1. На бутыли и флаконы наклеивают бумажные этикетки с указанием:

наименования предприятия-изготовителя и его товарного знака;

наименования препарата;

количества препарата в бутыли (флаконе);

«стерильно»;

номера серии;

номера контроля;

даты изготовления;

срока годности;

условий хранения;

обозначения настоящего стандарта.

1.3.2. На каждое грузовое место (ящик) наносят транспортную маркировку по ГОСТ 14192 с указанием манипуляционных знаков «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от солнечных лучей» и предупредительные надписи «Биопрепараты», «Беречь от мороза».

Маркировка, характеризующая упакованную продукцию, должна содержать следующие данные:

наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

наименование препарата, его количество в ящике;

номер серии;

дату изготовления;  
срок годности;  
условия хранения;  
массу брутто.

Совмещение транспортной маркировки и маркировки, характеризующей данные об упакованной продукции, на одной стороне транспортной тары не допускается.

## 2. ПРИЕМКА

2.1. Плотные питательные среды принимают сериями. Под серией понимают определенное количество плотной питательной среды, изготовленное за один технологический цикл, одновременно расфасованное, оформленное документом о качестве с указанием номера контроля.

2.2. Каждая серия плотных питательных сред на предприятии-изготовителе должна быть проверена ОБК (ОТК) предприятия-изготовителя.

2.3. Для контроля качества среды делают выборку ( $n$ ) из разных мест серии в количестве, рассчитанном по формуле

$$n = 0,4 \cdot \sqrt{N},$$

где  $N$  — число упаковок в серии.

2.4. Контроль качества среды по требованию потребителя проводят профильная лаборатория ВГНКИ ветпрепаратов.

2.5. Контроль питательных сред, выпускаемых объемом менее 50 дм<sup>3</sup>, по показателю «Способность обеспечивать рост тест-штаммов микроорганизмов» проводят от каждой пятой серии.

2.6. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторные испытания на удвоенном количестве среды. Результаты повторных испытаний распространяют на всю серию.

## 3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

### 3.1. Отбор проб

Из каждой единицы выборки (бутылей) стеклянной трубкой в стерильных условиях отбирают разовые пробы (сверху, из середины, снизу). Предварительно среду расплавляют в водяной бане.

Объединенную пробу объемом 1200 см<sup>3</sup> делят пополам. Одну часть используют для контроля, другую хранят на предприятии в течение срока годности на случай разногласий.

Из каждой единицы выборки флаконов отбирают 6—10 флаконов со средой. Одну часть флаконов (3—5 шт.) используют для контроля, вторую оставляют на предприятии в течение срока годности.

### 3.2. Определение внешнего вида

Внешний вид определяют визуально в проходящем свете.

### 3.3. Определение цвета и прозрачности среды

#### 3.3.1. Аппаратура и материалы

Баня водяная.

Колбы конические по ГОСТ 25336.

Холодильник стеклянный лабораторный по ГОСТ 25336.

Пробки ватно-марлевые с бумажными колпачками.

Элемент нагревательный (горелка, плитка).

Фотоэлектроколориметр.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

#### 3.3.2. Проведение испытания

Плотную питательную среду расплавляют в водяной бане в колбе с обратным холодильником или во флаконе с ватно-марлевой пробкой и пергаментным колпачком.

Расплавленную плотную питательную среду наливают в кювету фотоэлектроколориметра с рабочей длиной 5 мм и оставляют на 10—15 мин до застудневания.

Цвет определяют на фотоэлектроколориметре при синем светофильтре (длина волны 400—440 нм), прозрачность — при желто-оранжевом (580—600 нм) против воды, используемой в качестве оптического контроля.

## С. 4 ГОСТ 29112—91

### 3.4. Определение прочности геля

3.4.1. Аппаратура и материалы

Весы технические.

Прибор Валента.

Стаканчики металлические или толстостенные стеклянные вместимостью 30 см<sup>3</sup> (высотой 24 мм, диаметром 40 мм).

Сосуд с плоским дном (криSTALLИЗАТОР).

Термометр стеклянный лабораторный

Стаканы и колбы стеклянные лабораторные по ГОСТ 25336.

Песок кварцевый.

#### 3.4.2. Проведение испытаний

200 см<sup>3</sup> плотной питательной среды, расплавленной, как указано в п. 3.3.2, разливают в 5 стаканчиков вместимостью 30 см<sup>3</sup>. Стаканчики с горячей питательной средой ставят в горизонтально установленный сосуд с плоским дном, наполненный водой до 20 °C, уровень которой выше уровня раствора в стаканчиках. Стаканчики со средой выдерживают 1 ч при 20 °C, поддерживая температуру добавлением в сосуд при размешивании холодной или теплой воды.

Далее определение проводят по ГОСТ 26185.

### 3.5. Определение аминного азота

3.5.1. Аппаратура, материалы и реактивы

pH-метр; иномер ЭВ-74 или другой прибор того же назначения.

Весы ВЛР-500 или другие весы того же класса точности.

Стаканы и колбы лабораторные по ГОСТ 25336.

Пипетки, бюретки по ГОСТ 29227, ГОСТ 29251.

Формалин технический по ГОСТ 1625.

Фенолфталеин, 1 %-ный спиртовой раствор.

Натрия гидрат окиси по ГОСТ 4328, раствор концентрации с (1 NaOH) = 0,1 моль/дм<sup>3</sup>.

Кислота серная по ГОСТ 4204, раствор концентрации с (1/2 H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) = 0,1 моль/дм<sup>3</sup>.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

#### 3.5.2. Подготовка к испытанию

Приготовление формольной смеси: к 50 см<sup>3</sup> отфильтрованного формалина добавляют 1 см<sup>3</sup> 1 %-ного раствора фенолфталеина и доводят окраску смеси до слабо-розовой добавлением раствора гидрата окиси натрия с (1 NaOH) = 0,1 моль/дм<sup>3</sup>.

Плотную питательную среду, расплавленную, как указано в п. 3.3.2, охлаждают до 40—50 °C и берут навеску массой 10 г на технических весах с точностью 0,01 г в стеклянный сосуд вместимостью 100—200 см<sup>3</sup>. Добавляют дистиллированную воду температурой 40—50 °C до массы разведения 50 г и перемешивают.

10 см<sup>3</sup> разведения переносят в широкий низкий стаканчик для pH-метрии, добавляют дистиллированную воду для достаточного погружения электродов в раствор. Доводят pH раствора до 7,0 путем добавления нескольких капель раствора серной кислоты или гидроксида натрия.

Добавляют 2 см<sup>3</sup> формольной смеси, при этом pH сдвигается в связи с образованием свободных карбоксильных групп, которые оттитровывают раствором гидроксида натрия концентрации с (1 NaOH) = 0,1 моль/дм<sup>3</sup>. Титрование проводят до pH 8,5.

#### 3.5.3. Обработка результатов

Содержание аминного азота в плотной питательной среде ( $X$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$X = \frac{V_1 \cdot K \cdot 0,0014 \cdot 100 \cdot 5}{V_2},$$

где  $V_1$  — объем раствора гидроксида натрия, используемый на титрование испытуемой пробы, см<sup>3</sup>;

$K$  — поправочный коэффициент к титру раствора гидроксида натрия концентрации с (1 NaOH) = 0,1 моль/дм<sup>3</sup>;

5 — коэффициент разведения;

$V_2$  — объем разведения среды, используемый для анализа, см<sup>3</sup>;

0,0014 — количество азота, соответствующее 1 см<sup>3</sup> раствора гидроксида натрия концентрации с (1 NaOH) = 0,1 моль/дм<sup>3</sup>;

100 — пересчет на 100 см<sup>3</sup> среды.

### 3.6. Определение содержания полипептидов

#### 3.6.1. Аппаратура, материалы и реактивы

Фотоэлектроколориметр или спектрофотометр.

Пробирки центрифужные.

Пипетки по ГОСТ 29227.

Центрифуга настольная типа ОПн-8—14.

Натрия гидрат окиси по ГОСТ 4328, 10 %-ный раствор.

Медь сернокислая по ГОСТ 4165, 2 %-ный раствор.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

#### 3.6.2. Подготовка к испытанию

##### 3.6.2.1. Построение калибровочного графика

Для построения калибровочного графика по оси абсцисс откладывают концентрацию полипептидов в процентах; по оси ординат — оптическую плотность согласно данным, приведенным в табл. 2.

Таблица 2

Концентрация полипептидов, %	Оптическая плотность
0,1	0,14
0,2	0,26
0,3	0,37
0,4	0,49

#### 3.6.3. Проведение испытания

Из раствора, приготовленного по п. 3.5.3, отбирают по 5 см<sup>3</sup> в 2 центрифужные пробирки, добавляют 0,5 см<sup>3</sup> 10 %-ного раствора гидроксида натрия и 0,5 см<sup>3</sup> 2 %-ного раствора сернокислой меди. Смесь хорошо перемешивают после добавления каждого реагента.

Параллельно ставят контрольную пробу на реагенты: вместо 5 см<sup>3</sup> разведения плотной питательной среды берут 5 см<sup>3</sup> воды. Пробы центрифицируют с частотой вращения 5000—6000 мин<sup>-1</sup> по 10 мин.

Интенсивность окраски измеряют на фотоэлектроколориметре или спектрофотометре при 540 нм в кюветах с рабочей длиной 10 мм против контрольной пробы.

#### 3.6.4. Обработка результатов

Концентрацию полипептидов в плотной питательной среде определяют по калибровочному графику. Полученное значение умножают на 5 (разведение исходной среды).

За окончательный результат испытания принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, допустимые расхождения между которыми не должны превышать 5 %.

### 3.7. Определение массовой доли углеводов

#### 3.7.1. Аппаратура, материалы и реактивы

Весы ВЛР-500 или другие весы того же класса точности.

Колбы конические с притертymi пробками по ГОСТ 25336.

Пипетки, бюретки по ГОСТ 29227, ГОСТ 29251.

Йод по ГОСТ 4159, раствор концентрации  $c(1J) = 0,1 \text{ моль/дм}^3$ .

Натрия тиосульфат по ГОСТ 27068, раствор концентрации  $c(1\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}) = 0,1 \text{ моль/дм}^3$ .

Крахмал растворимый по ГОСТ 10163, раствор с массовой долей 1 %.

Натрия гидрат окиси по ГОСТ 4328, раствор с массовой долей 10 %.

Кислота серная по ГОСТ 4204, раствор с массовой долей 10 %.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709 или деминерализованная.

#### 3.7.2. Проведение испытания

Плотную питательную среду расплавляют в водяной бане, как указано в п. 3.3.2, охлаждают до 40—50 °C и берут навеску массой 5 г на технических весах с точностью до 0,01 г в стеклянный сосуд вместимостью 100—200 см<sup>3</sup>. Добавляют 40 см<sup>3</sup> дистиллированной воды температурой 40—50 °C.

10 см<sup>3</sup> разведения переносят в коническую колбу с притертой пробкой, добавляют 10 см<sup>3</sup> раствора йода концентрации  $c(1J) = 0,1 \text{ моль/дм}^3$ . Туда же вносят 1 см<sup>3</sup> 10 %-ного раствора натрия гидрат окиси. Оставляют стоять в темноте на 5 мин. Затем добавляют в колбу 1,5 см<sup>3</sup> 10 %-ного раствора серной кислоты. Выделившийся йод оттитровывают раствором тиосульфата натрия концентрации  $c(1\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}) = 0,1 \text{ моль/дм}^3$  до обесцвечивания (индикатор — крахмал).

## **С. 6 ГОСТ 29112—91**

### **3.7.3. Обработка результатов**

Содержание массовой доли углеводов в плотной питательной среде ( $X_1$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$X_1 = \frac{(V_1 - V_2) \cdot 0,009008 \cdot 10 \cdot 100}{10},$$

где  $V_1$  — объем раствора йода концентрации точно 0,1 моль/дм<sup>3</sup>, используемый для титрования, см<sup>3</sup>;

$V_2$  — объем раствора тиосульфата натрия концентрации точно 0,1 моль/дм<sup>3</sup>, используемый на титрование, см<sup>3</sup>;

0,009008 — масса глюкозы, соответствующая 1 см<sup>3</sup> раствора йода концентрации точно 0,1 моль/дм<sup>3</sup>, г;

10 — коэффициент разведения;

10 — объем разведения среды, используемый для анализа, см<sup>3</sup>;

100 — пересчет на 100 см<sup>3</sup> среды.

## **3.8. Определение концентрации водородных ионов (рН)**

### **3.8.1. Аппаратура, материалы и реактивы**

рН-метр, иономер ЭВ-74 или другой прибор того же класса точности.

Стаканчик стеклянный вместимостью 50—100 см<sup>3</sup> по ГОСТ 23932.

Растворы стандартные буферные pH 4,0 и 9,18 по ГОСТ 8.135.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709 или деминерализованная.

### **3.8.2. Подготовка к испытанию**

Настраивают рН-метр по буферным растворам pH 4,0 и 9,18 в соответствии с инструкцией к прибору при температурах (20 ± 5) и (40 ± 5) °C.

### **3.8.3. Проведение испытания**

Плотную питательную среду помещают в стаканчик для рН-метрии, погружают в нее электроды и снимают показания при температуре (20 ± 5) °C.

В стаканчик для рН-метрии наливают расплавленную плотную питательную среду (см. п. 3.3.2), доводят температуру до (40 ± 5) °C, опускают в нее электроды и снимают показания с поправкой на температуру.

## **3.9. Определение хлоридов в плотной питательной среде**

### **3.9.1. Аппаратура, материалы и реактивы**

рН-метр, иономер ЭВ-74 или другой прибор того же назначения.

рNa-вый электрод (ЭСЛ-51Г или другой прибор того же назначения).

Натрия хлорид по ГОСТ 4233, растворы концентрации с (1 NaCl) 0,1 и 1 моль/дм<sup>3</sup>.

Стаканчик стеклянный вместимостью 50—100 см<sup>3</sup> по ГОСТ 23932.

Колбы стеклянные вместимостью 100—200 см<sup>3</sup> или стаканы по ГОСТ 1770.

Пипетки вместимостью 1, 2, 10, 20 и 25 см<sup>3</sup> по ГОСТ 29227.

Бюretки по ГОСТ 29251.

Кислота азотная концентрированная по ГОСТ 701.

Серебро азотнокислое по ГОСТ 1277, раствор концентрации с (1 AgNO<sub>3</sub>) = 0,1 моль/дм<sup>3</sup>.

Калий роданистый по ГОСТ 4139 или аммоний роданистый, раствор концентрации 0,1 моль/дм<sup>3</sup>.

Квасцы железоаммонийные, насыщенный раствор.

Элемент нагрева (горелка, плитка).

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709 или деминерализованная.

### **3.9.2. Проведение испытания**

#### **3.9.2.1. Определение рNa**

Настраивают рН-метр (иономер) по растворам хлорида натрия концентраций с (1 NaCl) = 0,1 моль/дм<sup>3</sup> и 1 моль/дм<sup>3</sup> с рNa-вым электродом в соответствии с инструкцией, прилагаемой к прибору.

#### **3.9.2.2. Определение массовой доли хлоридов**

В стеклянный стаканчик помещают плотную питательную среду при температуре (20 ± 5) °C, погружают в нее электроды и снимают показания прибора (рNa).

В стеклянную колбу или стакан вместимостью 100—200 см<sup>3</sup> на технических весах берут навеску 2 г при 40—50 °C плотной питательной среды, предварительно расплавленной, как указано в п. 3.3.2, добавляют 20 см<sup>3</sup> дистиллированной воды при той же температуре и перемешивают. Добавляют 1 см<sup>3</sup> концентрированной азотной кислоты и 10 см<sup>3</sup> раствора азотнокислого серебра. Полученную смесь

нагревают до начала кипения и быстро охлаждают путем погружения колбы или стакана в сосуд с водой комнатной температуры. После охлаждения к смеси добавляют 2 см<sup>3</sup> насыщенного раствора железоаммонийных квасцов и титруют раствором роданистого калия (или роданистого аммония) концентрации 0,1 моль/дм<sup>3</sup> до появления желтовато-розового окрашивания.

### 3.9.3. Обработка результатов

Массовую долю хлорида натрия ( $X_2$ ) в процентах рассчитывают по формуле

$$X_2 = \frac{(V_1 K_1 - V_2 K_2) \cdot 0,005845 \cdot 100}{V},$$

где  $V_1$  — объем раствора азотнокислого серебра концентрации  $c$  ( $1\text{ AgNO}_3$ ) = 0,1 моль/дм<sup>3</sup>, используемый при титровании;

$K_1$  — поправочный коэффициент к титру раствора азотнокислого серебра;

$V_2$  — объем раствора роданистого калия (или роданистого аммония) концентрации 0,1 моль/дм<sup>3</sup>, используемый на титрование испытуемой пробы, см<sup>3</sup>;

$K_2$  — поправочный коэффициент к титру раствора роданистого калия (или роданистого аммония);

0,005845 — масса хлорида натрия, соответствующая 1 см<sup>3</sup> раствора азотнокислого серебра концентрации  $c$  ( $1\text{ AgNO}_3$ ) = 0,1 моль/дм<sup>3</sup>;

$V$  — объем плотной питательной среды, используемый на анализ, см<sup>3</sup>.

За окончательный результат испытания принимают среднеарифметическое значение результатов двух параллельных определений, допустимые расхождения между которыми не должны превышать 0,01 %.

### 3.10. Определение стерильности — по ГОСТ 28085.

### 3.11. Определение способности поддерживать рост микробов

#### 3.11.1. Аппаратура, материалы и реактивы

Термостат с температурой нагрева ( $37 \pm 1$ ) °С.

Фотоэлектролориметр.

Пипетки вместимостью 1, 2, 10 см<sup>3</sup> по ГОСТ 29227, стерильные.

Пробирки стеклянные по ГОСТ 25336 с ватно-марлевыми пробками, стерильные.

Чашки Петри по ГОСТ 25336, стерильные.

Шпатель стеклянный, стерильный.

Среда МПБ (1:1) по ГОСТ 20730 в пробирках с ватно-марлевыми пробками, стерильная.

Пипетки пастеровские, стерильные.

Культуры тест-штаммов микроорганизмов: *Staphylococcus aureus* «Лоссманов», *Escherichia coli*, 675, *Shigella flexneri*, Ia 8516, *Corynebacterium diphtheroides*, 1911.

Хлорид натрия по ГОСТ 4233, 0,85 %-ный раствор.

#### 3.11.2. Подготовка к испытанию

##### 3.11.2.1. Хранение и освежение культур

Культуры тест-штаммов хранятся в лиофилизированном состоянии в течение 2 лет или в нативном — на полужидком МПА (0,75 % агара) под ватно-марлевыми пробками, залитыми парфином, при температуре 4—6 °С в течение 3 мес. Для освежения культур из лиофилизированного состояния в ампулу в стерильных условиях добавляют 1 см<sup>3</sup> МПБ и после растворения бактериальной массы переносят ее в пробирку с МПБ или бульоном Хоттингера, выдерживают в термостате в течение 4 ч, после чего пересевают в пробирки с МПБ по 0,2—0,3 см<sup>3</sup> и культивируют в течение 18—20 ч при 37 °С. Из полужидкой среды пастеровской пипеткой набирают 0,2—0,3 см<sup>3</sup> культуры, также делают посев в МПБ и культивируют при тех же условиях.

3.11.2.2. Для определения способности плотных питательных сред поддерживать рост микроорганизмов используют 18—20-часовую культуру тест-штаммов, если интенсивность роста бульонных культур соответствует нормам, приведенным в табл. 3.

Таблица 3

Тест-штаммы	Минимальные нормы интенсивности роста, ед. оптической плотности
1. <i>Staphylococcus aureus</i>	0,4
2. <i>Escherichia coli</i>	0,5
3. <i>Shigella flexneri</i>	0,15
4. <i>Corynebacterium diphtheroides</i>	0,12

## **С. 8 ГОСТ 29112—91**

Интенсивность роста определяют по значению оптической плотности, измеряемому на фотоэлектроколориметре при длине волны 630—670 нм в кювете с рабочей длиной 5 мм.

3.11.2.3. Плотную питательную среду во флаконах кипятят в водяной бане до полного расплавления, остужают до 50—60 °С и стерильно разливают в 2—3 чашки Петри толщиной слоя не менее 0,4 см. Чашки оставляют до застыдневания плотной питательной среды, затем помещают в термостат вверх дном на 16—24 ч.

### **3.11.3. Проведение испытания**

В 2—3 чашки Петри с плотной питательной средой вносят 0,5 см<sup>3</sup> 20-часовой бульонной культуры тест-штамма и равномерно распределяют по всей поверхности. Чашки закрывают и выдерживают в термостате при 37 °С в течение 24 ч.

Делают смыв культур с чашки Петри 10 см<sup>3</sup> 0,85 %-ного раствора хлорида натрия (с этой целью можно использовать стеклянный шпатель или палочку с резиновым наконечником). Полученные суспензии разводят 1:10 (1 см<sup>3</sup> смыва + 9 см<sup>3</sup> 0,85 %-ного раствора хлорида натрия).

В разведениях определяют значение оптической плотности микробной суспензии на фотоэлектроколориметре с красным светофильтром (длина волны 630—670 нм) в кюветах с рабочей длиной 5 мм. В качестве оптического контроля используют физраствор.

## **4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

4.1. Плотные питательные среды транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок скоропортящихся грузов, действующими на данном виде транспорта.

4.2. Плотные питательные среды хранят в закрытом сухом помещении. Температура хранения от 2 до 10 °С.

## **5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Гарантийный срок хранения плотных питательных сред — 2 мес со дня изготовления.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Государственным комитетом СССР по продовольствию и закупкам
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 30.09.01 № 1574
- 3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**
- 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 8.135—74	3.8.1
ГОСТ 701—89	3.9.1
ГОСТ 1277—75	3.9.1
ГОСТ 1341—97	1.2.2
ГОСТ 1625—89	3.5.1
ГОСТ 1770—74	3.9.1
ГОСТ 4139—75	3.9.1
ГОСТ 4159—79	3.7.1
ГОСТ 4165—78	3.6.1
ГОСТ 4204—77	3.5.1; 3.7.1
ГОСТ 4233—77	3.9.1; 3.11.1
ГОСТ 4328—77	3.5.1; 3.6.1; 3.7.1
ГОСТ 6709—72	3.3.1; 3.5.1; 3.6.1; 3.7.1; 3.8.1; 3.9.1
ГОСТ 10131—93	1.2.3
ГОСТ 10163—76	3.7.1
ГОСТ 10444.1—84	1.1.1
ГОСТ 10782—85	1.2.1
ГОСТ 12923—82	1.2.3
ГОСТ 14192—96	1.3.2
ГОСТ 20730—75	3.11.1
ГОСТ 23932—90	3.8.1; 3.9.1
ГОСТ 25336—82	3.3.1; 3.4.1; 3.5.1; 3.7.1; 3.11.1
ГОСТ 26185—84	3.4.2
ГОСТ 27068—86	3.7.1
ГОСТ 28085—89	3.10
ГОСТ 29227—91	3.5.1; 3.6.1; 3.7.1; 3.9.1; 3.11.1
ГОСТ 29251—91	3.5.1; 3.7.1; 3.9.1
ТУ 10—09—202	1.2.1
ТУ 38—106—293	1.2.2
ОCT 64—009	1.2.2
ТУ 10—09—30	1.2.3

**5. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июль 2004 г.**